

Bezeichnung: Nitril Untersuchungshandschuhe „Super Light Weight“ Puder frei

SCHICHTSTÄRKEN		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
≥ 0,04 mm	≥ 0,05 mm	≥ 0,06 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☐ Latex	☒ Nitril	☐ Vinyl	☐ Vinyl-Nitril-Gemisch	☐ Polyethylen (PE)	☐ TPE	☐ Baumwolle
Farbe	☐ weiß	☒ blau	☐ schwarz	☐ mint	☐ lila	☐ mix	☐ bordeaux
Eigenschaft	☐ gepudert	☒ puderfrei	☐ steril	☒ nicht steril	☒ Passform beidhändig	☐ passt hand-spezifisch	
Oberfläche	☐ voll-texturiert	☒ finger-texturiert	☐ keine Texturierung	☐ gehämmert	☒ innen chloriert		

GRÖSSEN				
	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Breite	85 mm ±5 mm	95 mm ±5 mm	106 mm ±5 mm	116 ±5 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☒ Kategorie III	☐ kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☒ Klasse I	☐ Klasse II	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Messfunktion	☐ kein Medizin-Produkt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	☒ saure Lebensmittel	☒ wässrige Lebensmittel	☒ fette Lebensmittel	☒ alkohol. Lebensmittel	☒ trockene Lebensmittel	☐ nicht für Lebensmittel-Kontakt zugelassen	



Bezeichnung: Nitril Untersuchungshandschuhe „Super Light Weight“ Puder frei

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN						
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Chem. Risiken EN ISO 374-4:2019 Degradation	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation	ISO 374-1/Type B  KPT
	Natriumhydroxid 40%	K	6	> 480 min	-19,1 %	
	Wasserstoffperoxid 30%	P	2	> 30 min	44,5 %	
	Formaldehyd 37%	T	6	> 480 min	42,2 %	
EN ISO 374-5:2016 Mikroorganismen	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B					ISO 374-5: 2016  VIRUS

EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN ISO 21420:2020	
---------------------------------------	--	--

EN ISO 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN ISO 21420:2020	
EN ISO 455-1:2020 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL < 1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)	AQL 1.5

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart		Europalette
Umkartons pro Palette		108
Dispenser pro Palette		1080
Palettenhöhe		192 cm
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
S	421,2 kg	443,2 kg
M	453,6 kg	475,6 kg
L	486,0 kg	508,0 kg
XL	518,4 kg	540,4 kg



Bezeichnung: Nitril Untersuchungshandschuhe „Super Light Weight“ Puder frei

LOGISTISCHE DATEN DISPENSER		
Allgemeines		
Material		Karton
Stück pro Dispenser		100
EAN Dispenser Gr. S		04260756850007
EAN Dispenser Gr. M		04260756850038
EAN Dispenser Gr. L		04260756850014
EAN Dispenser Gr. XL		04260756850021
PZN Dispenser Gr. S		17875174
PZN Dispenser Gr. M		17875180
PZN Dispenser Gr. L		17875197
PZN Dispenser Gr. XL		17875205
Maße & Größe		
Länge		220 mm
Breite		125 mm
Höhe		45 mm
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
S	270 g	320 g
M	300 g	350 g
L	330 g	380 g
XL	360 g	410 g

LOGISTISCHE DATEN UMKARTON		
Allgemeines		
Material	Karton	
Dispenser je Umkarton	10	
EAN Umkarton Gr. S	4260756850045	
EAN Umkarton Gr. M	4260756850052	
EAN Umkarton Gr. L	4260756850069	
EAN Umkarton Gr. XL	4260756850076	
PZN Umkarton Gr. S	-	
PZN Umkarton Gr. M	-	
PZN Umkarton Gr. L	-	
PZN Umkarton Gr. XL	-	
Maße & Größe		
Länge	260 mm	
Breite	240 mm	
Höhe	232 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
S	3.200 g	3.900 g
M	3.500 g	4.200 g
L	3.800 g	4.500 g
XL	4.100 g	4.800 g



Hersteller:
Medical Base Minden GmbH & Co. KG
Fischerglaciis 25
32423 Minden
Deutschland

